


SIEMENS ATX SV - SG 1096

Tube à Rayons X à anode tournante



La gaine équipée pour radiodiagnostic médical type : ATX SV- SG 1096 avec tube à Rayons X est prévue pour une utilisation avec tout type de générateur SIEMENS monophasé, triphasé ou haute fréquence.

Elle convient tout particulièrement pour le remplacement des tubes SIEMENS

Type : OPTITOP 150/40/80HC-100 (P/N. 3345209X1953)

Caractéristiques principales :

Tube à Rayons X	Type : Insert VAREX SG-1096
Tension nominale	150kV
Foyers optiques (IEC 60336)	0.6/1.0
Charges admissibles 0,1 s	40/80kW @10500 t/min.
Chauffage filament valeurs max.	5.2A/11.5V - 5.2A/18.1V
Ø anode, composition	102 mm, RT-TZM – C
Pente d'anode	12°
Capacité calorifique de l'anode	600kJ / 840kHU
Vitesse max. de l'anode	10500 t/min.
Charge continue	2265 W / 3170 HU/SEC

GAINE	Type : SIEMENS OPTI 150 - 100
Capacité calorifique	1350kJ
Charge continue	300 W max. (450 W max. avec ventilateur)
Connecteurs HT	FS Tri / 03 150kV
Stator standard	Stator 3PH 3 X 2,3 Ω
Poids	26 kg



ZA Champ du latin
58200 Cosne-Cours sur Loire
Tél : +33(0) 3.86.28.49.91
@ : contact@at2e-medical.com

www.at2e-medical.com