


ATX 10 – G292

Tube à Rayons X à anode tournante



La gaine équipée pour radiodiagnostic médical type : ATX10- G292 avec tube à Rayons X est prévue pour une utilisation avec tout type de générateur monophasé, triphasé ou haute fréquence.

Elle convient tout particulièrement pour le remplacement des gaines équipées IAE CC100 (COMET DO10) avec tube RTC600HS (foyers 0.6/1.2)

Caractéristiques principales :

Tube à Rayons X	Type : Insert VAREX G -292
Tension nominale	150kV
Foyers optiques (IEC 60336)	0.6/1.2
Charges admissibles 0,1 s	38/92kW @ 8500 T/min. - 23/60kW @ 2800 T/min.
Chauffage filament valeurs max.	5.4A/9.2V - 5.4A/7V
Ø anode, composition, angle	102 mm, RT-TZM – C , 12°
Capacité calorifique de l'anode	445kJ / 600kHU
Vitesse max de l'anode	10500 T/min.
Charge continue	2000 W / 162 kHU/min

Gaine	Type : I.A.E.CC100 ou COMET DO10
Capacité calorifique	1200kJ
Charge continue	300 W max (500W max. avec ventilateur)
Connecteurs HT	FS Tri / 03 150kV
Stator standard	20 / 50 Ω (47 / 60 Ω en option)
Orientation standard	90° (45°, 180°, 225°, 270° et 320° en option)
Poids	22 kg



ZA Champ du latin
58200 Cosne-Cours sur Loire
Tél : +33(0) 3.86.28.49.91
@ : contact@at2e-medical.com

www.at2e-medical.com