

# ATX10/13 – A292

## Tube à Rayons X à anode tournante



CE<sub>0459</sub>



La gaine équipée pour radiodiagnostic médical ATX10/13 est l'équivalent de la gaine VAREX B130H. Elle se monte sur divers statifs GMM, GE, DMS.

Avec son tube à Rayons X Varex A-292 Foyers 0.6/1.2, elle convient tout particulièrement pour le remplacement des tubes COMET types DI 104 H/HS, DUNLEE DU492, IAE RTM 101.

Compatible avec tout type de générateur monophasé, triphasé ou haute fréquence (CPI, Odel, ...)

### Caractéristiques principales

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tube à Rayons X                 | Type : Insert VAREX A-292                     |
| Tension nominale                | 150kV                                         |
| Foyers optiques (IEC 60336)     | 0.6/1.2                                       |
| Charges admissibles 0,1 s       | 38/97kW @ 8500 t/min. – 24/62kW @ 2800 t/min. |
| Chauffage filament valeurs max. | 5.4A/7.3V - 5.4A/13.5V                        |
| Ø anode, composition, angle     | 102 mm, RTM , 12°                             |
| Capacité calorifique de l'anode | 300kJ / 400kHU                                |
| Vitesse max de l'anode          | 10500 t/min.                                  |
| Charge continue                 | 1540 W / 125kHU/min                           |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Gaine                | Type : VAREX B130H                             |
| Capacité calorifique | 1200kJ                                         |
| Charge continue      | 300 W max.                                     |
| Connecteurs HT       | FS Tri / 03 150kV                              |
| Stator standard      | "R" 16/50 Ω                                    |
| Orientation standard | 90° (45°, 180°, 225°, 270° et 320° en option ) |
| Poids                | 21 kg                                          |



ZA Champ du latin  
58200 Cosne-Cours sur Loire  
Tél : +33(0) 3.86.28.49.91  
@ : [contact@at2e-medical.com](mailto:contact@at2e-medical.com)

[www.at2e-medical.com](http://www.at2e-medical.com)