

ATX10/13 – G292

Tube à Rayons X à anode tournante



CE₀₄₅₉



La gaine équipée pour radiodiagnostic médical ATX10/13 est l'équivalent de la gaine VAREX B130H. Elle se monte sur divers statifs GMM, GE, DMS.

Avec son tube à Rayons X Varex G-292 Foyers 0.6/1.2, elle convient tout particulièrement pour le remplacement des tubes COMET types DI 106 H/HS, DUNLEE DU692, IAE RTC600.

Compatible avec tout type de générateur monophasé, triphasé ou haute fréquence (CPI, Odel, ...)

Caractéristiques principales

Tube à Rayons X	Type : Insert VAREX G-292
Tension nominale	150kV
Foyers optiques (IEC 60336)	0.6/1.2
Charges admissibles 0,1 s	38/96kW @ 8500 t/min. - 24/60kW @ 2850 t/min.
Chauffage filament valeurs max.	5.4A/9.2V - 5.4A/7V
Ø anode, composition, angle	102 mm, RT-TZM – C , 12°
Capacité calorifique de l'anode	445kJ / 600kHU
Vitesse max de l'anode	10500 t/min.
Charge continue	1540 W / 125kHU/min

Gaine	Type : VAREX B130H
Capacité calorifique	1200kJ
Charge continue	300 W max.
Connecteurs HT	FS Tri / 03 150kV
Stator standard	"R" 16/50 Ω
Orientation standard	90° (45°, 180°, 225°, 270° et 320° en option)
Poids	21 kg



ZA Champ du latin
58200 Cosne-Cours sur Loire
Tél : +33(0) 3.86.28.49.91
@ : contact@at2e-medical.com

www.at2e-medical.com