

# ATX10/13 – G892

## Tube à Rayons X à anode tournante



CE<sub>0459</sub>



La gaine équipée pour radiodiagnostic médical ATX10/13 est l'équivalent de la gaine VAREX B130H. Elle se monte sur divers statifs GMM, GE, DMS.

Avec son tube à Rayons X Varex G-892 Foyers 0.6/1.2, elle convient tout particulièrement pour le remplacement des tubes IAE RTC 600, RTC 700 OU RTC 1000.

Compatible avec tout type de générateur monophasé, triphasé ou haute fréquence (CPI, Odel, ...)

### Caractéristiques principales

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tube à Rayons X                 | Type : Insert VAREX G-892 |
| Tension nominale                | 150kV                     |
| Foyers optiques (IEC 60336)     | 0.6/1.2                   |
| Charges admissibles 0,1 s       | 40/100kW @ 8500 T/min..   |
| Chauffage filament valeurs max. | 5.4A/9.4V – 5.4A / 7.0V   |
| Ø anode, composition, angle     | 100 mm, RT-TZM / 12°      |
| Capacité calorifique de l'anode | 635 kJ / 857 kHU          |
| Vitesse max de l'anode          | 10500 T/min.              |
| Charge continue                 | 2265 W / 190 260 HU/ min  |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Gaine                | Type : VAREX B130H                             |
| Capacité calorifique | 1200kJ                                         |
| Charge continue      | 300 W max.                                     |
| Connecteurs HT       | FS Tri / 03 150kV                              |
| Stator standard      | "R" 16/50 Ω                                    |
| Orientation standard | 90° (45°, 180°, 225°, 270° et 320° en option ) |
| Poids                | 21 kg                                          |



ZA Champ du latin  
58200 Cosne-Cours sur Loire  
Tél : +33(0) 3.86.28.49.91  
@ : [contact@at2e-medical.com](mailto:contact@at2e-medical.com)

[www.at2e-medical.com](http://www.at2e-medical.com)