


ATX10/14 – A292

Tube à Rayons X à anode tournante



La gaine équipée pour radiodiagnostic médical ATX10/14 est l'équivalent de la gaine VAREX B147. Elle se monte principalement sur des statifs STEPHANIX. Avec son tube à Rayons X Varex A-292 Foyers 0.6/1.2, elle convient tout particulièrement pour le remplacement des tubes IAE RTM 101. Compatible avec tout type de générateur monophasé, triphasé ou haute fréquence (Sédécal, ...)

Caractéristiques principales

Tube à Rayons X	Type : Insert VAREX A-292
Tension nominale	150kV
Foyers optiques (IEC 60336)	0.6/1.2
Charges admissibles 0,1 s	38/97kW @ 8500 t/min. – 24/62kW @ 2800 t/min.
Chauffage filament valeurs max.	5.4A/7.3V - 5.4A/13.5V
Ø anode, composition, angle	102 mm, RTM , 12°
Capacité calorifique de l'anode	300kJ / 400kHU
Vitesse max de l'anode	10500 t/min.
Charge continue	1540 W / 125kHU/min

Gaine	Type : VAREX B147
Capacité calorifique	1.750 kJ (2.450 kHC)
Charge continue	1250 W max. (CEI 60613 :2010)
Connecteurs HT	FS Tri / 03 150Kv (CEI 60526)
Stator standard	"R" 16 / 50 Ω
Orientation standard	90°
Filtration permanente	0.7 mm Al/75 kV (CEI 60522/1999)
Poids	30.8 kg - 68.0 lbs



ZA Champ du latin
58200 Cosne-Cours sur Loire
Tél : +33(0) 3.86.28.49.91
@ : contact@at2e-medical.com

www.at2e-medical.com